

Multi-Fix Broken Screw Removal Set



Hex



Cross



Torx



Minus



Code Description

 Screw Driver / Hex

IBRS-06	Hex.1.5	IBRS-11	Hex.4.0
IBRS-07	Hex.2.0	IBRS-12	Hex.4.5
IBRS-08	Hex.2.5	IBRS-13	Hex.5.0
IBRS-09	Hex.3.0	IBRS-14	Hex.5.5
IBRS-10	Hex.3.5		

헤드부가 육각형(Hexa)인 스크류에 체결하는 드라이버 팁



 Screw Driver / Cross

IBRS-15	Cross
---------	-------

헤드부가 십자(Cross)인 스크류에 체결하는 드라이버 팁



 Screw Driver / Torx

IBRS-16	Torx.8	IBRS-19	Torx.20
IBRS-17	Torx.10	IBRS-20	Torx.25
IBRS-18	Torx.15	IBRS-21	Torx.30

헤드부가 별(Torx)형상인 스크류에 체결하는 드라이버 팁




 Screw Driver / Minus

IBRS-22	M 0.5
IBRS-23	M 1.0

헤드부가 일자(Minus)인 스크류에 체결하는 드라이버 팁



 Sonical Extraction Screw

IBRS-24	Ø2.0	IBRS-28	Ø4.0
IBRS-25	Ø2.5	IBRS-29	Ø4.5
IBRS-26	Ø2.7	IBRS-30	Ø5.0
IBRS-27	Ø3.5		

스크류 헤드 체결부가 손상되어 제거가 불가할 시 체결부에 나사선을 물려 제거하는 용도



Code Description



Extraction Screw

IBRS-32	Ø2.5	IBRS-35	Ø5.5
IBRS-33	Ø3.5	IBRS-36	Ø6.5
IBRS-34	Ø4.5		



스크류 헤드 파절시 나사선에 체결하여 스크류 제거



Broken Screw Extractor

IBRS-38	Ø2.5	IBRS-41	Ø5.5
IBRS-39	Ø3.5	IBRS-42	Ø6.5
IBRS-40	Ø4.5	IBRS-43	Ø8.0



식립된 스크류 체결부가 손상되어 주위 뼈를 포함하여 제거할 시 사용



Broken Drill Bit

IBRS-44	Ø2.0	IBRS-47	Ø4.0
IBRS-45	Ø2.5	IBRS-48	Ø4.5
IBRS-46	Ø3.5	IBRS-49	Ø5.0



삽입된 스크류 내경 홀 가공 등이 필요한 경우에 사용

Code Description

IBRS-01 Forceps for Screw Removal

파절되거나 손상된 스크류를 잡아 고정시킨 후 제거



IBRS-02 Quick change T handle

드라이버 팁 연결을 위한 T자형 핸들



IBRS-03 Quick change I handle

드라이버 팁 연결을 위한 I자형 핸들



IBRS-04 Chisel

스크류 제거 시 주변 연조직, 뼈, 등 제거



IBRS-05 Broken Screw Impactor

수동식 손잡이로 스크류 및 관련 제품의 핸들을 돌려 고정한 후 제거




IBRS-50 Sharp Hook

나사 홈에 발생한 이물질 등 제거



■ Set List

Code	Description
IBRS-01	Forceps for Screw Removal
IBRS-02	Quick change T handel
IBRS-03	Quick change I handel
IBRS-04	Bone chisel
IBRS-05	Broken screw extractor
IBRS-06	Screw driver / Hex.1.5
IBRS-07	Hex.2.0
IBRS-08	Hex.2.5
IBRS-09	Hex.3.0
IBRS-10	Hex.3.5
IBRS-11	Hex.4.0
IBRS-12	Hex.4.5
IBRS-13	Hex.5.0
IBRS-14	Hex.5.5
IBRS-15	Cross
IBRS-16	Torx.8
IBRS-17	Torx.10
IBRS-18	Torx.15
IBRS-19	Torx.20
IBRS-20	Torx.25
IBRS-21	Torx.30
IBRS-22	M 0.5
IBRS-23	M 1.0
IBRS-24	Sonical Extraction Screw / Ø2.0
IBRS-25	Ø2.5
IBRS-26	Ø2.7
IBRS-27	Ø3.5
IBRS-28	Ø4.0
IBRS-29	Ø4.5
IBRS-30	Ø5.0
IBRS-31	Spinal screw driver
IBRS-32	Extraction Screw / Ø2.5
IBRS-33	Ø3.5
IBRS-34	Ø4.5
IBRS-35	Ø5.5
IBRS-36	Ø6.5
IBRS-37	Sharp Cone
IBRS-38	Broken Screw Extractor / Ø2.5
IBRS-39	Ø3.5
IBRS-40	Ø4.5
IBRS-41	Ø5.5
IBRS-42	Ø6.5
IBRS-43	Ø8.0
IBRS-44	Broken Drill Bit / Ø2.0
IBRS-45	Ø2.5
IBRS-46	Ø3.5
IBRS-47	Ø4.0
IBRS-48	Ø4.5
IBRS-49	Ø5.0
IBRS-50	Sharp Hook
IBRS-00	Broken Screw Removal Set Case



ORTHOTECH

- 78 Yuram-ro, Dong-gu, Daegu, 41059, Rep.of Korea
- Tel : +82-53-314-7016 ● Fax : +82-53-314-7017
- Web : <http://www.orthotech.co.kr>
- E_mail : orthotech@orthotech.co.kr

OTBR-61K 2020-12-01 Rev04

